



다용도 전극홀더


(Multifunction Electrode Holder)

제품특징

- 전극 끝을 마음대로 바꿀 수 있다
- 사용이 편리
- 조작이 간단
- 우수한 재료의 스테인리스강으로 제작

루긴 캐필러리(Luggin Capillary) 사용법

IR-Drop(전압이 떨어진다) 되는 것을 최소화 하기 위하여 기준전극과 연결하여 실험하는 워킹전극의 원하는 곳에 가깝게 위치시키기 위해 사용한다.






루긴 캐필러리(Luggin Capillary)

제품특징

- 전해 셀 위에 사용
- 기존 전극의 지름에 맞춰 제작



L형 전극홀더 (L type Electrode Holder)

제품특징

- 전극홀더 재질 : PEEK
- 사용이 편리
- 부식되지 않는다
- 홀더 부분에 백금 필라멘트로 연결되어 전도성이 좋다



견본 지지대 (Pilot Support)

제품특징

- 정확한 위치 확인
- 교체가 간단

Electrode Holder

- 1 설명 상 기재되어 있는 규격은 기본 모델
- 2 실험환경에 따라 원하는 사양 주문제작 가능

Contact
WizMAC



- TEL 042 - 471 - 7490
- FAX 042 - 471 - 7494
- E-mail egrjang@hanmail.net
- Home Page <http://www.wizmac.com>